

**CHAPITRE 18: CONTROLE DE** LA QUALITÉ PAR DOSAGE (p463 à 485)







## Titrage pH-métrique:



Titrage conductimétrique:




#### Doc. 2 Montage utilisé




#### Doc. 3 Méthode la courbe dérivée


 $V_{\rm B}$  (mL)



À partir des points expérimentaux, un logiciel de traitement de données *d*pH permet de tracer le graphe - $= f(V_{\rm B}).$ 

Ce graphe présente un extremum pour une abscisse égale au volume équivalent V<sub>E</sub>. Le point d'intersection entre la droite verticale passant par l'extremum et la courbe pH =  $f(V_B)$  détermine le point équivalent E.





# Couples acido-basiques

Les couples acido-basiques pouvant être mis en jeu durant ces dosages, sont les suivants :

 $C_6H_8O_6 / C_6H_7O_6^-$ 


 $H_3O^+ / H_2O$ 

H<sub>2</sub>O / HO<sup>-</sup>

 $CO_2, H_2O / HCO_3^-$ 

 $HCO_3^- / CO_3^{2-}$ 


#### Diagramme de distributivité Doc. 5



## 1. DOSAGE PHMÉTRIQUE DE L'ACIDE ASCORBIQUE

La vitamine C (ou acide ascorbique  $C_6H_8O_6$ ) est une vitamine hydrosoluble, sensible à la chaleur et à la lumière. Elle joue un rôle important dans le métabolisme des êtres humains et de nombreux autres mammifères. Vous devez vérifier l'information concernant la masse de vitamine C présente dans un comprimé.

Donnée:  $M(acide \ ascorbique)=176 \ g/mol$ 



Solution titrée : solution S d'acide ascorbique

# COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES Acide ascorbique: 500,00 mg dont 285,00 mg d'ascorbate de sodium. Excipients q.s.p. un comprimé à croquer.

500 mg

- <u>Préparation :</u>Broyer finement le comprimé dans le mortier à l'aide d'un pilon.
- Verser la poudre dans une fiole jaugée de volume 50,0 mL munie d'un entonnoir en s'aidant d'une spatule.
- Rincer le mortier avec de l'eau et récupérer les eaux de rinçage dans la fiole jaugée.
- Ajuster au trait de jauge après dissolution complète du comprimé

<u>Prise d'essai</u>: Prélever un volume V<sub>A</sub>=10,0 mL à l'aide d'une pipette jaugée, de la solution précédente, que l'on place dans un bécher de 150 mL. On ajoutera de l'eau déminéralisée à cette solution pour immerger correctement la sonde pHmétrique et éviter que le barreau aimanté ne tape sur la sonde.


- Déroulement du dosage :
  - Faire les mesures nécessaires de manière à tracer à l'aide d'Excel, le graphique pH = f(V<sub>B</sub>). « Resserrer » les mesures autour du pH à l'équivalence.
  - Rajouter une colonne pour calculer la courbe dérivée  $\frac{dpH}{dV}$  et tracer le graphique  $\frac{dpH}{dV}$  = f(V<sub>B</sub>)
- Faire un schéma de ce montage. Quels sont les réactifs de ce dosage ? En déduire les couples acide/base et l'équation chimique du dosage sachant que cette réaction est totale.
- Par la méthode des tangentes et celle de la courbe dérivée, déterminer graphiquement le volume équivalent VBE
- a. En exploitant vos réponses précédentes, déterminer la concentration en acide ascorbique dans la solution S.
  - b. En déduire la masse d'acide ascorbique présente dans le comprimé. Conclure.

# 2 . DOSAGE CONDUCTIMÉTRIQUE DE L'ION HYDROGÉNOCARBONATE

L'ion hydrogénocarbonate  $HCO_3^-$  (appelé bicarbonate) a toujours été utilisé pour combattre l'acidité. Il facilite la digestion et aide à réguler le pH d'un estomac trop acide. Par ailleurs, les sportifs boivent des eaux bicarbonatées, pour diminuer l'acidité de l'organisme lié à la production d'acide lactique.

Vous devez vérifier l'information délivrée par l'étiquette d'une bouteille d'eau minérale Rozana

\*\*Donnée: M(ion hydrogénocarbonate)=61,0 g/mol



- Solution titrante: solution d'acide chlorhydrique  $H_3O^+ + Cl^-$  de concentration  $C_A=5,00.10^{-2} \text{ mol/L}$
- Solution titrée : solution d'eau minérale

<u>Prise d'essai</u>: Prélever un volume V<sub>B</sub>=20,0 mL à l'aide d'une pipette jaugée, d'eau minérale, que l'on place dans un bécher de 150 mL. On ajoutera de l'eau déminéralisée à cette solution pour immerger correctement la sonde conductimétrique et éviter que le barreau aimanté ne tape sur la sonde.

- Déroulement du dosage :
  - Placer le conductimètre sur le calibre 20 mS
  - Faire les mesures nécessaires de manière à tracer à l'aide d'Excel, le graphique G = f(V<sub>A</sub>)
- Faire un schéma de ce montage. Quels sont les réactifs de ce dosage? En déduire les couples acide/base et l'équation chimique du dosage sachant que cette réaction est totale.
- En exploitant votre courbe, déterminer graphiquement le volume équivalent V<sub>AE</sub>
- a. En exploitant vos réponses précédentes, déterminer la concentration en ion hydrogénocarbonate dans l'eau minérale.
  - b. En déduire la masse d'in hydrogénocarbonate présent dans 1L d'eau. Votre résultat confirme-t-il cette information ? Faire un calcul d'erreur.
  - c. En s'appuyant sur le document 5, quelle(s) sont le(s) espèce(s) chimique(s) prédominante(s) dans votre eau minérale ? Justifier.
  - d. Déterminer également les pKa des 2 couples acido-basiques faisant intervenir l'ion hydrogénocarbonate. Expliquer votre démarche.